





































































## REGISTER SYMBOLOV SLOVENČINA























SYMBOL	NÁZOV SYMBOLU	POPIS SYMBOLU	NORMA ODKAZ	ŠTANDARDNÝ NÁZOV
	Výrobca	Označuje výrobcu zdravotníckych pomôcok.	5.1.1	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Dátum výroby	Označuje dátum výroby zdravotníckej pomôcky.	5.1.3	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Krajina výroby	Identifikuje krajinu výroby produktov	5.1.11	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Splnomocnený zástupca na území Európskeho spoločenstva	Označuje splnomocneného zástupcu na území Európskeho spoločenstva	5.1.2	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Splnomocnený zástupca vo Švajčiarsku	Označuje splnomocneného zástupcu vo Švajčiarsku	–	Švajčiarske nariadenie o zdravotníckych pomôckach 812.213
	Dovozca	Označuje spoločnosť dovážajúcu zdravotnícke pomôcky na dané miesto	5.1.8	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Distribútor	Označuje spoločnosť distribuuujúcu zdravotnícke pomôcky na dané miesto	5.1.9	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Značka CE pre výrobky triedy 1s, 1m, 1r, 1Ia, 1Ib, 1III	–	–	
	Značka CE pre NSO výrobky triedy 1s, 1m, 1r, 1Ia, 1Ib, 1III	–	–	
	Značka CE pre výrobky triedy I	–	–	
	Značka UKCA pre výrobky triedy I	Označuje súlad s predpismi týkajúcimi sa zdravotníckych pomôcok platných v Spojenom kráľovstve	–	–

	Značka UKCA pre produkty triedy Is, Im, Ila, Ilb and III – platí len pre produkty spoločnosti NuVasive Inc.	Označuje súlad s predpismi týkajúcimi sa zdravotníckych pomôcok platných v Spojenom kráľovstve, uvádza číslo kompetentného orgánu pre úrad pre štandardizáciu BSI UK v Spojenom kráľovstve. Iba na použitie s produktmi spoločnosti NuVasive, Inc., nepoužívajte s produktmi NuVasive Specialized Orthopedics.	-	-
	Prečítajte si pokyny na použitie. K dispozícii na webovej stránke NuVasive <a href="http://www.nuvasive.com/eifu">www.nuvasive.com/eifu</a>	Označuje, že je potrebné, aby si používateľ prečítal pokyny na použitie.	5.4.3	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Prečítajte si pokyny na použitie alebo prečítajte si elektronické pokyny na použitie	Označuje, že je potrebné, aby si používateľ prečítal pokyny na použitie.	5.4.3	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
Rx ONLY	Len na lekárske predpis Iba na odborné použitie	Upozornenie: Federálny zákon USA obmedzuje predaj tejto pomôcky lekárom alebo iba na ich predpis.  Označuje, že výrobok je určený výhradne na odborné použitie.	-	
	Zdravotnícka pomôcka	Označuje, že položka je zdravotnícka pomôcka	5.7.7	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Katalógové číslo	Označuje katalógové číslo výrobcu na identifikáciu zdravotníckej pomôcky.	5.1.6	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Kód šarže	Označuje kód šarže od výrobcu na identifikáciu šarže alebo množstva.	5.1.5	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Sériové číslo	Označuje sériové číslo od výrobcu na identifikáciu konkrétnej zdravotníckej pomôcky.	5.1.7	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Množstvo	Označuje množstvo.	-	
	Unikátna identifikácia pomôcky	Označuje nosič, ktorý obsahuje informácie o unikátnej identifikácii pomôcky	5.7.10	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Identifikácia pacienta	Označuje identifikačné údaje pacienta	5.7.3	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Dátum	Označuje dátum zadania informácií alebo uskutočnenia lekárskeho postupu	5.7.6	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Centrum zdravotnej starostlivosti alebo lekár	Označuje adresu centra zdravotnej starostlivosti alebo lekára, od ktorých je možné získať lekárske informácie o pacientovi	5.7.5	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky

	Informačný web pre pacientov	Označuje web, na ktorom pacient môže získať ďalšie informácie o zdravotníckej pomôcke.	5.7.4	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Preklad	Označuje, že pôvodné informácie o zdravotníckej pomôcke prešli prekladom, ktorý dopĺňa alebo nahrádza pôvodné informácie	5.7.8	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Výška prednej časti	Na označenie výšky prednej časti medzitelových implantátov	–	
	Výška zadnej časti	Na označenie výšky zadnej časti medzitelových implantátov	–	
	Maximálna výška	Na označenie maximálnej výšky medzitelových implantátov	–	
	Nepoužívať opakovane	Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá je určená na jedno použitie.	5.4.2	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Nesterilné	Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá neprešla procesom sterilizácie.	5.2.7	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Nesterilné, pred použitím sterilizujte parou	Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá neprešla procesom sterilizácie, a označuje, že zdravotnícku pomôcku je možné sterilizovať v parnom sterilizátore.	–	
	Sterilizované ožarovaním	Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá bola sterilizovaná ožarovaním.	5.2.4	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Sterilizované etylénoxidom	Označuje, že zdravotnícka pomôcka bola sterilizovaná pomocou etylénoxidu.	5.2.3	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Jednoduchý systém sterilnej bariéry	Označuje jednoduchý systém sterilnej bariéry.	5.2.11	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Jednoduchý systém sterilnej bariéry s ochranným vonkajším obalom	Označuje jednoduchý systém sterilnej bariéry s ochranným vonkajším obalom	5.2.14	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Dvojitý systém sterilnej bariéry	Označuje dvojitý systém sterilnej bariéry	5.2.12	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Dvojitý systém sterilnej bariéry vo vnútri ochranného obalu	Označuje dvojitý systém sterilnej bariéry s ochranným vonkajším obalom	–	
	Dátum spotreby	Označuje dátum, po prekročení ktorého sa zdravotnícka pomôcka nesmie používať.	5.1.4	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky

	Nesterilizovať opakovane	Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá sa nesmie opakovane sterilizovať.	5.2.6	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Nepoužívajte, ak je obal poškodený, a prečítajte si pokyny na použitie	Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá sa nesmie používať, ak bol obal poškodený alebo otvorený, a že používateľ si musí prečítať ďalšie informácie v pokynoch na použitie.	5.2.8	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Teplotná hranica	Označuje teplotnú hranicu, ktorej môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená.	5.3.7	ISO 7000:2019 / EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Horná hranica teploty	Označuje hornú hranicu teploty, ktorej môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená.	5.3.6	ISO 7000:2019 / EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Dvojitá izolácia	Izolácia zahŕňajúca ZÁKLADNÚ ISOLÁCIU aj DOPLNKOVÚ ISOLÁCIU. Medzi používateľom a prívodom energie existujú dve bariéry elektrickej izolácie	3.23	IEC 60601-1:2020 Zdravotnícke elektrické prístroje – Časť 1: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti
	Podmienečne použiteľné v prostredí MR	Označenie pomôcky musí obsahovať symbol a/alebo nápis „Podmienečne použiteľné v prostredí MR“ a musí obsahovať zoznam podmienok, za ktorých sa zdravotnícka pomôcka (alebo pacient s implantátom alebo zdravotníckou pomôckou, ktorá je k pacientovi pripojená alebo ktorú nesie), ktorá sa má nachádzať v prostredí MR, môže v prostredí MR bezpečne nachádzať v súlade s normou ASTM F2503.	VIII	Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff: Testing and Labeling Medical Devices for Safety in the Magnetic Resonance (MR) Environment, May 20, 2021
	Podmienečne použiteľné v prostredí MR	Označuje položku, ktorá v daných podmienkach nepredstavuje žiadne neprijateľné riziká pre pacienta, zdravotnícky personál alebo iné osoby v prostredí MR.	62570-7.3.2	IEC TR 60878:2022 – Grafické symboly pre elektrické zariadenia používané v zdravotníctve
	Nie je bezpečné v prostredí MR	Označuje položku, ktorá predstavuje neprijateľné riziká pre pacienta, zdravotnícky personál alebo iné osoby v prostredí MR	62570-7.3.3	IEC TR 60878:2022 – Grafické symboly pre elektrické zariadenia používané v zdravotníctve
	Upozornenie	Označuje, že pri použití pomôcky alebo ovládacieho prvku v blízkosti umiestnenia symbolu je potrebné postupovať opatrne alebo že aktuálna situácia si vyžaduje povedomie operátora alebo úkon operátora, aby sa zabránilo nežiaducim následkom	5.4.4	ISO 7000:2019 / EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Všeobecné výstražné znamenie	Označuje všeobecné varovanie.	W001	ISO 7000:2019 / ISO 7010:2019 Grafické symboly – Bezpečnostné farby a bezpečnostné symboly – Registrované bezpečnostné značky
	Upozornenie, horúci povrch	Označuje, že daná položka môže byť horúca a dotýkať sa jej možno len opatrne.	5041	IEC TR 60878:2022 – Grafické symboly pre elektrické zariadenia používané v zdravotníctve
	Striedavý prúd	Označuje, že zariadenie je vhodné iba na použitie so striedavým prúdom; na identifikáciu príslušných terminálov.	5032	IEC TR 60878:2022 – Grafické symboly pre elektrické zariadenia používané v zdravotníctve
	Jednosmerný prúd	Označuje, že zariadenie je vhodné iba na použitie s jednosmerným prúdom; na identifikáciu príslušných terminálov.	5031	IEC TR 60878:2022 – Grafické symboly pre elektrické zariadenia používané v zdravotníctve
<b>A</b>	Intenzita prúdu (AMP)	Na označenie základnej jednotky elektrického prúdu.	–	

	Schopnosť rovnakého napätia	Označuje terminály, ktoré keď sú navzájom spojené, privedú rôzne časti zariadenia alebo systému na rovnaké napätie, nemusí to byť nevyhnutne uzemnenie napätia, napr. pre miestne spojenie.	5021	IEC TR 60878:2022 – Grafické symboly pre elektrické zariadenia používané v zdravotníctve
	Uzemnenie	Na identifikáciu terminálu uzemnenia	5017	IEC TR 60878:2022 – Grafické symboly pre elektrické zariadenia používané v zdravotníctve
	Aplikovaná časť BF typu	Na identifikáciu aplikovanej časti BF typu	5333	IEC TR 60878:2022 – Grafické symboly pre elektrické zariadenia používané v zdravotníctve
	Obmedzenie týkajúce sa atmosférického tlaku	Označuje rozsah atmosférického tlaku, ktorému môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená.	5.3.9	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Obmedzenie týkajúce sa vlhkosti	Označuje rozsah vlhkosti, ktorému môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená.	5.3.8	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	„ZAPNUTÉ“ (napájanie)	Označuje pripojenie k sieti, minimálne v prípade sieťových vypínačov alebo ich pozícií, a vo všetkých prípadoch, keď ide o bezpečnosť.	5007	IEC TR 60878:2022 – Grafické symboly pre elektrické zariadenia používané v zdravotníctve
	„VYPNUTÉ“ (napájanie)	Označuje odpojenie od siete, minimálne v prípade sieťových vypínačov alebo ich pozícií, a vo všetkých prípadoch, keď ide o bezpečnosť.	5008	IEC TR 60878:2022 – Grafické symboly pre elektrické zariadenia používané v zdravotníctve
	Pohotovostný režim	Označenie spínača alebo polohy spínača, pomocou ktorej bola časť zariadenia zapnutá s cieľom jeho uvedenia do pohotovostného režimu.	5009	IEC TR 60878:2022 – Grafické symboly pre elektrické zariadenia používané v zdravotníctve
	Výstraha; Laserový lúč	Upozornenie na rádioaktívne materiály alebo ionizujúce žiarenie.	W003	IEC TR 60878:2022 – Grafické symboly pre elektrické zariadenia používané v zdravotníctve
	Magnetické pole	Označenie konkrétnych nebezpečenstiev týkajúcich sa prítomných silných magnetických polí.	W006	ISO 7010:2019 Grafické symboly – Bezpečnostné farby a bezpečnostné symboly – Registrované bezpečnostné značky
	Nebezpečné napätie	Označenie nebezpečenstva vyplývajúceho z nebezpečného napätia.	5036	IEC TR 60878:2022 – Grafické symboly pre elektrické zariadenia používané v zdravotníctve
	Upozornenie, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom	Označenie zariadenia, u ktorého existuje riziko úrazu elektrickým prúdom.	6042	ISO 7000:2019 / IEC 60417:2002 – Značky používané na zariadeniach
	Elektronické vybavenie: Riadne zlikvidujte	Označuje riadnu likvidáciu elektronického vybavenia.	4.1 b) 2)	EN 50419:2022 – Označovanie elektrických zariadení v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 2002/96/ES (WEEE)
<b>IPX0</b>	Nechránené pred vniknutím tekutiny	Označuje, že nie je zabezpečená ochrana pred vniknutím tekutiny.	–	IEC 60529:2019 – Stupne ochrany poskytované krytom (IP kód)
	Neionizujúce elektromagnetické žiarenie	Označenie všeobecne zvýšených, potenciálne nebezpečných úrovní neionizujúceho žiarenia alebo označenie zariadení alebo systémov.	5140	IEC TR 60878:2022 – Grafické symboly pre elektrické zariadenia používané v zdravotníctve
	Orientácia polohy pomocou šípok	Tento symbol označuje orientáciu zariadenia voči pacientovi. Pacient by mal byť schopný vidieť tento symbol so šípkami smerujúcimi k jeho nohám. VPRAVO (LEFT) označuje ľavú stranu jednotky, nachádza sa naľavo od pacienta. VĽAVO (RIGHT) označuje pravú stranu jednotky, nachádza sa napravo od pacienta.	–	
	Netlačiť	Označuje zákaz tlačiť do predmetu	P017	ISO 7010:2019 Grafické symboly – Bezpečnostné farby a bezpečnostné symboly – Registrované bezpečnostné značky
	Žiaden prístup pre osoby s aktívnymi implantovanými srdcovými zariadeniami	Osoby s kardiostimulátorom alebo podobným aktívnym implantátom nemôžu so zariadením manipulovať ani mu byť vystavené.	P007	ISO 7010:2019 Grafické symboly – Bezpečnostné farby a bezpečnostné symboly – Registrované bezpečnostné značky

	Lítium-iónové batérie	Lítium-iónové články alebo batérie obsiahnuté v zariadení alebo balené so zariadením	7.1.5.5	Predpisy IATA o nebezpečných tovaroch
	Magnetizovaný materiál	Uchovávajúce mimo detekčnej jednotky lietadlového kompasu	7.4.1	Predpisy IATA o nebezpečných tovaroch
	Nebezpečenstvo priškrpnutia	Označuje nebezpečenstvo priškrpnutia	–	ISO 7010:2019 Grafické symboly – Bezpečnostné farby a bezpečnostné symboly – Registrované bezpečnostné značky
	Značka všeobecného zákazu	Označenie zakázanej činnosti	P001	ISO 7010:2019 Grafické symboly – Bezpečnostné farby a bezpečnostné symboly – Registrované bezpečnostné značky
	Značka všeobecnej povinnej činnosti	Označenie povinnej činnosti	M001	ISO 7010:2019 Grafické symboly – Bezpečnostné farby a bezpečnostné symboly – Registrované bezpečnostné značky
	Pozrite návod na použitie/brožúru	Označenie toho, že je nutné si prečítať návod na použitie/brožúru	M002	ISO 7010:2019 Grafické symboly – Bezpečnostné farby a bezpečnostné symboly – Registrované bezpečnostné značky
	Označenie zhody RCM	Označuje zhodu s regulačnými opatreniami úradu ACMA (Austrália a Nový Zéland), ide o označenie zhody s predpismi (Regulatory Compliance Mark – RCM).	–	
	Vyhovuje smernici RoHS (obmedzenie nebezpečných látok)	Predpisy RoHS zaisťujú, že výrobky sú bezpečné na použitie na európskych trhoch	–	Obmedzenie nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS)
	<b>LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 2 NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE NEPOZERAJTE SA DO LÚČA</b> Tento výrobok spĺňa normu IEC 60825-1: 2007-03 Ed.2.0 a 21CFR 1040.10 a 1040.11, s výnimkou odchýlok podľa oznámenia o laseroch č. 50 z 24. júna 2007. Max. výkon: <1,0 mW, 635,0 nm	Označenie nebezpečenstva laserového žiarenia	–	IEC 60825-1:2014 – Bezpečnosť laserových zariadení – Časť 1: Klasifikácia zariadení a požiadavky
	Kontakt na núdzovú linku	Označuje kontaktné informácie centra služieb zákazníkom.	–	
	Spodná koncová platňa	Označuje spodnú koncovú platňu zdravotníckej pomôcky.	–	
	Vrchná koncová platňa	Označuje vrchnú koncovú platňu zdravotníckej pomôcky.	–	
	Obsahuje alebo sú prítomné ftaláty	Označuje, že pomôcka obsahuje identifikovaný produkt alebo látku.	2725	IEC TR 60878:2022 – Grafické symboly pre elektrické zariadenia používané v zdravotníctve
	Bez latexu	Označuje, že zariadenie neobsahuje identifikovaný produkt alebo látku.	–	
 Cobalt, CAS No. 7440-48-4	Symbol označujúci kobalt ako nebezpečnú látku	Na označení uvádza, že materiál obsahuje nebezpečnú látku.	5.4.10	EN ISO 15223-1:2021 Zdravotnícke pomôcky – Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a informácie poskytované výrobcom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	Materiál	Označuje výrobný materiál.	–	
	Materiál: Eloxovaný hliník, zliatina hliníka	Označuje výrobný materiál.	–	
	Materiál: Akrylobutadién styrén	Označuje výrobný materiál.	–	
	Materiál: Hliník, zliatina hliníka	Označuje výrobný materiál.	–	
	Materiál: Oxid hlinitý	Označuje výrobný materiál.	–	
	Materiál: Kopolymér alkylénoxidu	Označuje výrobný materiál.	–	
	Materiál: Fosforečnan vápenatý	Označuje výrobný materiál.	–	

<b>MATL</b> CoCr	Materiál: Zliatina kobaltu, chrómu a molybdénu, zliatina na báze chróm-kobaltu	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> COL	Materiál: Kolagén	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> CP Ti	Materiál: Komerčne čistý titán, rôzne stupne	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> DLC	Materiál: Diamantový povlak, diamantový uhlík	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> HA	Materiál: Hydroxylapatit	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> Lexan PC	Materiál: Polykarbonátový plast Lexan	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> MP35N	Materiál: Zliatina niklu, kobaltu, chrómu a molybdénu	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> Nitronic 60	Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Nitronic 60	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> NITi	Materiál: Zliatina niklu a titánu, Nitinol	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> Nylon 11	Materiál: Nylon 11	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> Parylene-C	Materiál: Parylén-C plast	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> PC	Materiál: Polykarbonát	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> PDMS	Materiál: Polydimetylsiloxán	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> PEEK	Materiál: Polyéteréterketón	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> PEEK Optima LT1	Materiál: Polyéteréterketón Optima LT-1	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> PEEK Optima LT1CA30	Materiál: Polyéteréterketón spevnený uhlíkovými vláknami	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> PEEK Scoria	Materiál: Polyéteréterketón Scoria	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> PEI	Materiál: Polyéterimid	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> PET	Materiál: Polyetyléntereftalát	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> PMMA	Materiál: Polymetylmetakrylát	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> Polyurethane	Materiál: Polyuretán	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> PPSU	Materiál: Polyfenylsulfón	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> PPSU/PEI	Materiál: Polyfenylsulfón/polyéterimid	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> PVC	Materiál: Polyvinylchlorid	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> Radel	Materiál: Radel polyfenylsulfón, rôzne typy	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> Si	Materiál: Kremík	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> SS	Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, rôzne stupne	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> Ta	Materiál: Tantal	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> TCP	Materiál: Forforečnan trivápenatý, fosforečnan vápenatý	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> Ti	Materiál: Titán	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> Ti-6Al-4V	Materiál: Zliatina titánu	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> Ti-6Al-4V ELI	Materiál: Zliatina titánu	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> TPS	Materiál: Plazmový titánový sprej	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> UHMWPE	Materiál: Polyetylén s veľmi vysokou molekulovou hmotnosťou	Označuje výrobný materiál.	-	
<b>MATL</b> ZrO2	Materiál: Oxid zirkoničitý	Označuje výrobný materiál.	-	